



REPORTE DE MANTENIMIENTO

Versión 2.0

SMMN-00413-25

DATOS DEL SERVICIO							
Nombre del Cliente:		Nombre Del Responsable:			Fecha:		
CARLOS JAVIER VIZCAINO GUERRERO		CARLOS JAVIER VIZCAINO GUERRERO			1/04/2025		
Sede:		Area:			Ubicación:		
BARRANQUILLA		CONSULTA EXTERNA			CONSULTORIO		
Dirección:		Teléfono:			Ciudad:		
CR 35 D 76 95		3204241579			BARRANQUILA-ATLANTICO		
Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:			
FONENDOSCOPIO	LITTMAN	5622	7996178	N.R			
Servicio Solicitado:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
REPORTE DE SERVICIO							
Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)	Instalación (IN)	Calibración (CA)	Verificación (VE)		
Contrato		Comodato	Garantía	Tipo de Garantía			
Mes Cronograma ABRIL			Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida		
			1/04/2025	14:00	18:00		
			Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida		
			1/04/2025	14:00	18:00		
DETALLE DE TRABAJO							
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL CON UN PAÑO SECO Y UNA SOLUCIÓN LIMPIADORA DESINFECTANTE, SE EMPLEAN HISOPOS PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO. SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DE MANGUERAS, SOPORTES METÁLICOS, OLIVAS, MANGUERAS, ARCO METÁLICO, CAMPANA Y DIAFRAGMA. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LA AUSCULTACIÓN.							
REQUIERE REPUESTOS:	SI	NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	NO	X
REPUESTO			CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
INFORMACION DE ENTREGA:			Servicio Concluido:		SI	X	NO
En Funcionamiento		X	Con Falla	Fuera de Servicio		Dado de Baja	
OBSERVACIONES:		SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO ESTABLECIDO					
INGENIERO DE SERVICIO 				CLIENTE / USUARIO			
ANDRES FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ				CARLOS JAVIER VIZCAINO GUERRERO			
RH202412-03701							



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

Versión 2.0

SMMN-00413-25

Nombre del Cliente:		CARLOS JAVIER VIZCAINO GUERRERO	
Ubicación:		CONSULTORIO	

Equipo:	FONENDOSCOPIO		
Marca:	LITTMAN	Modelo:	5622
Serie:	7996178	Inventario:	N.R

Actividad	SÍ	NO	N.A
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	X		
Inspeccionar estado de membrana.	X		
Inspeccionar estado de olivas.	X		
Inspeccionar estado de campana.	X		
Verificar funcionamiento y auscultación.	X		
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	1/04/2025
-----------------------	-----------

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Pérez H.", is placed over a horizontal line.

INGENIERO DE SERVICIO